

TRO-EPIDURA KIT

Набор для эпидуральной анестезии

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Нейлон, полипропилен, поликарбонат, полиэтилен, медицинская сталь, АВС, медицинская резина.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Наборы для эпидуральной анестезии предназначены для пункции и последующей катетеризации эпидурального пространства с целью введения анестетика для проведения эпидуральной анестезии. Для местного обезболивания или как дополнение к общей анестезии. В качестве полной анестезии. Для послеоперационного обезболивания. Для лечения некоторых видов спинной боли.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
- обработать кожу в месте пункции антисептиком
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь набор
- произвести местную анестезию кожи и подлежащих тканей пункционной зоны
- удалить защитный колпачок, ввести эпидуральную иглу в эпидуральное пространство
- * игла вводится только с obturatorом
- отметить глубину нахождения эпидурального пространства
- после попадания иглы в эпидуральное пространство, вынуть obturator из эпидуральной иглы
- ввести эпидуральный катетер через иглу, используя градуировку катетера, извлечь иглу
- присоединить к катетеру коннектор и фильтр, зафиксировать катетер в месте постановки
- провести запланированную процедуру, извлечь катетер, закрыть место пункции стерильной салфеткой
- обработать и утилизировать иглу с катетером в соответствии с установленным порядком.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ:

К ним относятся неэффективная эпидуральная анестезия, образование эпидуральной гематомы, токсическое действие и побочные эффекты от вводимых препаратов, головные боли, паралич.

ВНИМАНИЕ:

В настоящее время эпидуральную анестезию считают противопоказанной при воспалительных процессах в тканях спины, значительной деформации позвоночника, перенесенном в прошлом его повреждении или заболевании ЦНС, выраженных нарушениях свертываемости крови, а также на фоне шока и повышенной чувствительности к местным анестетикам. Так же противопоказаниями считаются: отказ больного, геморрагический диатез, тяжелая гиповолемия, повышенное внутричерепное давление, тяжелый стеноз клапана сердца. Относительными противопоказаниями являются резкое истощение, недостаточно компенсированная кровопотеря, тяжелая сердечно - сосудистая недостаточность, применение низкомолекулярных гепаринов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления



“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Набор следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.



0044

STERILE EO