

Уважаемые клиенты! 27 августа 2018 г.

Новое поступление катетеров торакальных с троакаром Acti-Fine®

Производитель: M. Schilling GmbH Medical Products (Германия)

Гарантированная поставка при оформлении ПРЕДЗАКАЗА



Размер, FG	Артикул	Длина общая, см
10	S95200010	24,5
12	S95200012	24,5
14	S95200014	25
16	S95200016	27
18	S95200018	27
20	S95200020	43
24	S95200024	43

Мягкий, полупрозрачный катетер с острозаточенным и плотно прилегающим к нему алюминиевым троакаром. Предназначен для ретроградной постановки дренажа в грудной полости во время операции в торакальной хирургии и кардиохирургии